

Návod na použitie tréningového modelu zubov Occlucard 3D

1. Tento návod slúži ako návod na použitie tréningového modelu zubov Occlucard 3D (ďalej len „Model“).
2. Tento Model nie je hračkou a je určený len na použitie osobám starším ako 18 rokov.
3. Tento Model nie je určený na tréning modelácie výplní pomocou stomatologických modelovacích nástrojov, **slúži len ako predloha**.
4. Tento Model skladujte pri teplote 15-25°C, na tmavom a suchom mieste. Nikdy model nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplotám vyšším ako 45°C. Pri vystavení Modelu priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k zmene jeho farby až narušeniu štruktúry Modelu.
5. Na očistenie Modelu používajte čistú vodu, bez použitia čistiacich prostriedkov. Model vo vode iba očistite, nenechávajte ho ponorený vo vode dlhšie ako 15 minút.
6. Model je vyrobený z akrylátovej živice, ktorá u niektorých ľudí môže spôsobovať alergickú reakciu. Ak sa u Vás v minulosti vyskytli príznaky alergickej reakcie na akrylátové živice alebo chcete znížiť riziko jej výskytu, odporúčame používať pri práci a manipulácii s Modelom ochranné nitrilové rukavice.